

# EASYDRY II

DRYING - WITHIN 7 MINUTES



设备是用来干燥和冷却分析滤膜的。  
与常规滤膜烘干冷却制备相比，  
能显著节省制备时间和空间。  
根据VDA19和ISO16232，满足相关汽车零部件的清洁度检测的称重要求。

## EASYDRY II

的一些亮点



LED 灯可以直接显示当前状态为“准备好”和“在干燥过程中”



减少过程中对滤膜的交叉污染。



设计尺寸位置符合人体工程学，滤膜干燥位置拿取更容易更安全。



通过减少过程步骤来达到增加滤膜干燥的安全可靠度



方便维护保养，通过小型收集容器减少多余的液体



使实验室工作更有效，可以在滤膜制备前后节省双倍的时间，将时间由60分钟缩短至7分钟。

GLAESER (NANJING) CO., LTD.  
格莱思检测技术(南京)有限公司  
No.3 Jinma Road, Maqun  
Science Park, Qixia District,  
210049 Nanjing  
中国南京栖霞区马群科技园金马路  
3号 210049

P.R. China  
Phone: +86 (0)25 8556 6084  
glaeser-china@glaeser-group.com  
www.glaeserchina.com

