


Partikelfallen dienen zur Bewertung und Bestimmung von Umgebungsverunreinigungen
Particle traps are used for the evaluation and determination of environmental contaminants



**Bitte liegen lassen!
Nicht berühren!**
*Please leave lying!
Do not touch!*

Bitte vollständig ausfüllen und mitsenden / Please fill in completely and send with the membrane

Firma Company		
Bearbeiter Issued by		
Standort / Bereich Location / area		
Höhe in m Height in m		
Datum/Zeitraum Date/Period	Geöffnet am (Uhrzeit) Opened on (Start time)	Geschlossen am (Uhrzeit) Closed on (End time)
Illig Wert gewünscht / Illig value	Ja/yes <input type="checkbox"/>	Nein/no <input type="checkbox"/>
Bemerkungen Notes		

Step 1

Partikelfalle öffnen.
Open particle trap.

Step 2

Schutzfolie mit Pinzette entfernen.
Remove adhesive label with tweezer.

Step 3

Messzeitraum:
Partikel lagern sich auf der Klebefläche der Membrane ab.
*Measurement period:
Particles are deposited on the adhesive surface of the membrane.*

Step 4

Deckel der Partikelfalle auflegen und am Rand andrücken.
Membrane nicht berühren.
*Place the lid of the particle trap and press on the edge.
Do not touch the membrane.*



Anlieferadresse:
Delivery address:

Gläser GmbH
Labor
Max-Eyth-Str. 14
D-72160 Horb am Neckar
Tel: +49 7451 5392-0
Mail: info@glaeser-group.com
www.glaeser-group.com